


SARS-COV-2 RAPID TEST

ANTIGEN, SWAB & SALIVA NEUTRALIZING



NESSUN COMPONENTE AGGIUNTIVO

MONO-TEST CONFEZIONATI
SEPARATAMENTE

RISULTATO IN 15 MINUTI



NEUTRALIZING ANTIBODY

IFU NEUTRALIZING

STUDIO CLINICO

Il test rapido degli anticorpi neutralizzanti COVID-19 è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi neutralizzanti post infezione e post vaccino.

TESTING TIME **15'**

SENSITIVITÀ **95.6%**

SPECIFICITÀ **98.2%**

TIPI DI CAMPIONE **SANGUE INTERO | SIERO | PLASMA**

Registrazione presso Il Ministero della Sanità:
Nr. 2100312.



Componenti del singolo test

- ▶ Cassetta
- ▶ Diluente
- ▶ Contagocce
- ▶ Pungidito

ANTIGEN

IFU SWAB

IFU SALIVA

Il COVID-19 Antigen Rapid Test su saliva/tampone è un test diagnostico in vitro per la rilevazione qualitativa del Nuovo Coronavirus.

TESTING TIME **15'**

SENSITIVITÀ **96,6%** (96.24% Saliva)

SPECIFICITÀ **99%** (98.81% Saliva)

TIPI DI CAMPIONE **TAMPONE | SALIVA**
(nasofaringeo/orofaringeo)

Registrazione presso Il Ministero della Sanità:
Nr. 2015228/R (tampone); Nr. 2100765 (saliva).



Componenti del singolo test

- ▶ Cassetta
- ▶ Confezione singola tampone
- ▶ Tampone
- ▶ Tubo di estrazione
- ▶ Contagocce
- ▶ Dispositivo di raccolta della saliva